

Nettec Solution AG

MASK-50

EAN 7630003326123



face mask, 50 pack

Masques d'hygiène À usage unique en tissu non tissé À trois couches avec des boucles d'oreilles élastiques. Les masques d'hygiène sont adaptés À un usage civil pour protéger contre les gouttelettes, les éclaboussures et les grosses particules et ainsi réduire le risque d'infection. Tissu non tissé À 3 couches, masque d'hygiène avec boucles d'oreilles élastiques À usage unique, couleur : bleu, 1 pièce (pcs.) = 1 boîte de 50 masques d'hygiène. Mettez le masque d'hygiène correctement : Lavez-vous soigneusement les mains À l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant chaque utilisation d'un masque d'hygiène. Mettez le masque d'hygiène avec précaution. Le masque d'hygiène doit être bien ajusté À votre visage.

La bouche et le nez doivent être complètement couverts et les espaces entre le visage et le masque d'hygiène doivent être évités. Une fois que vous avez mis le masque d'hygiène, vous ne devez plus y toucher. Après avoir enlevé le masque d'hygiène, lavez-vous les mains À l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains. Les masques d'hygiène peuvent être portés pendant au moins 2 À 4 heures, même s'ils sont humides. Remplacez le masque d'hygiène après un maximum de 8 heures par un nouveau masque d'hygiène propre et sec. Jetez le masque d'hygiène dans une poubelle fermée immédiatement après son utilisation. Respectez les mesures d'hygiène recommandées par l'OFSP, même en portant un masque d'hygiène !

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00